




# Traitement des dispositifs médicaux (DM)

## Traitement des DM en fonction du niveau du risque

t YPe D'acte	NIVEAU RISQUE INFECTIEUX	DISPOSITIF MÉDICAL	NIVEAU DE TRAITEMENT RECOMMANDÉ
<b>Pénétration dans des tissus ou des cavités stériles ou au niveau du système vasculaire</b> (curette, fraise, instruments endo-canaux)	Risque Haut	Critique	<b>usage unique</b> ou <b>stérilisation</b>
<b>contact avec les muqueuses</b> (miroir, precelle, porte amalgame)	Intermédiaire	Semi-critique	<b>stérilisation</b> Si le matériel est thermosensible : Laveur-désinfecteur <sup>1</sup> ou désinfection <sup>2</sup> de niveau intermédiaire*
<b>sans contact ou contact peau saine :</b> embout de lampe polymérisée	Bas	Non critique	Désinfection de <b>bas niveau</b>

## Traitement des dispositifs médicaux réutilisables



\*La procédure de désinfection est très limitée dans le domaine de la chirurgie dentaire du fait de l'existence du matériel autoclavable ou à usage unique disponible. Tout instrument réutilisable thermorésistant doit être stérilisé.