



FICHE DESCRIPTIVE

Optimisez la chaîne de stérilisation
Avec ou sans assistant(e) dentaire : soyez
en règle !



OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :

- Organiser sa salle de stérilisation, choisir ses produits et ses appareils
- Maîtriser et appliquer les règles de sécurité pour l'équipe soignante
- Adapter sa structure aux évolutions réglementaires
- Choisir et utiliser des outils d'amélioration facilement réalisables
- Rédiger des procédures essentielles pour le fonctionnement du cabinet
- Réaliser les affichages obligatoires
- Appliquer les protocoles d'entretien de tous les appareils de stérilisation

METHODES PEDAGOGIQUES :

- Alternance apports théoriques et pratiques
- Activités pédagogiques et interactives

MODALITES : E-learning

FORMATEUR : Dr Patrick BONNE

PUBLIC ET PREREQUIS : Être chirurgien-Dentiste

DUREE DE LA FORMATION : 7 heures

DELAI D'ACCES A LA FORMATION : Le mail de démarrage comprenant votre lien de connexion, votre identifiant et mot de passe vous est envoyé par email à réception de votre inscription et de votre règlement.

CONTENU DE LA FORMATION :

ANALYSE DES PRATIQUES – PRE FORMATION

Auto-analyse de ses pratiques professionnelles en recueillant des données partir de 10 cycles de stérilisation réalisés au cabinet

Module 1 : LA CONCEPTION DU CABINET DENTAIRE

- dans la salle de soin
- le traitement de l'air et de l'eau
- le laboratoire de stérilisation

Module 2 : Le BIO-NETTOYAGE Présentation

- les points à respecter, le matériel, et les produits.



FICHE DESCRIPTIVE

Optimisez la chaîne de stérilisation
Avec ou sans assistant(e) dentaire : soyez
en règle !



- la répartition des tâches
- le nettoyage entre deux patients

Module 3 : La MAINTENANCE DES APPAREILS

- la maintenance du fauteuil et des PID
- la maintenance des ultra-sons et des laveurs désinfecteurs
- la maintenance de l'autoclave

Module 4 : L'ERGONOMIE DES GESTES

- l'organisation des tiroirs, Les cassettes et les TUB.
- e jetable (Usage Unique) et la gestion informatique

Module 5 : LES PRÉCAUTIONS STANDARDS

- la tenue standard et les EPI.
- le traitement des mains, les vaccins, les AES

Module 6 : LA CHAÎNE DE STÉRILISATION

- du tri à la pré-désinfection
- du lavage au contrôle qualité

Module 7 : LES MODIFICATIONS AU CABINET EN CAS D'ÉPIDÉMIE

EVALUATION FINALE

Auto-analyse de ses pratiques professionnelles en recueillant des données partir de 10 cycles de stérilisation réalisés au cabinet

FINANCEMENT / PRISE EN CHARGE :

- Formation pouvant faire l'objet d'une prise en charge par le FIF PL (praticiens libéraux) ou l'OPCO EP (salariés)

TARIF : 250 €

CALENDRIER : Démarrage à réception de l'inscription et du règlement

MODALITES D'INSCRIPTION :

1 : Inscription et règlement via le formulaire en ligne sur www.ufsbd.fr / Espace Formations

2 : A réception de votre inscription et de votre règlement, vous recevez un email de démarrage comprenant votre lien de connexion, votre identifiant et mot de passe.



FICHE DESCRIPTIVE

Optimisez la chaîne de stérilisation
Avec ou sans assistant(e) dentaire : soyez
en règle !



3. Vous recevrez à l'issue de votre formation, votre attestation de présence et de règlement

MODALITES D'ACCUEIL DES STAGIAIRES EN SITUATION DE HANDICAP :

Le contractant ou tout stagiaire inscrit peut contacter le Référent Handicap de l'UFSBD par téléphone au 01 44 90 72 83 ou via l'adresse mail : referenthandicap@ufsbd.fr. Le Référent Handicap se mettra en relation avec le contractant ou le stagiaire afin de mener à bien le processus d'analyse des besoins, proposera et s'assurera de la mise en œuvre de solutions raisonnables adaptées à la situation de handicap qui lui sera décrite.

METHODES D'EVALUATION :

- **En début de formation** : évaluation des connaissances pré-formation via un questionnaire en ligne
- **En fin de formation** : évaluation des acquis post-formation via un questionnaire en ligne et évaluation de la satisfaction via un questionnaire en ligne

CHIFFRES CLES :

- **Satisfaction apprenants** : N/A (nouvelle formation 2021)
- **Nombre de stagiaires formés** : N/A (nouvelle formation 2021)